

Chaussures pour diabétiques NursingCare

Mesures du pied en mm pour différents types de chaussures

	X	Y	Z
35	227	96	234 230
36	233	97	239 235
37	239	98	243 239
38	246	100	248 244
39	253	101	252 248
40	260	103	257 253
41	267	105	262 258
42	273	106	266 262

	X	Y	Z
39	252	104	252 248
40	259	105	257 253
41	265	106	261 257
42	272	107	265 262
43	278	108	270 266
44	285	109	275 271
45	291	111	279 275
46	298	112	284 280

	X	Y	Z
39	252	105	270 266
40	259	106	275 271
41	265	107	279 275
42	272	108	284 280
43	278	110	288 284
44	285	111	293 289
45	291	113	297 293
46	298	114	302 298

	X	Y	Z
39	252	108	266 262
40	259	109	271 267
41	265	110	275 271
42	272	111	280 276
43	278	113	284 280
44	285	114	289 285
45	291	115	293 289
46	298	116	298 294

	X	Y	Z
39	252	105	256 252
40	259	106	261 257
41	265	107	265 261
42	272	107	270 266
43	278	109	274 270
44	285	110	279 275
45	291	111	283 279
46	298	112	288 284

	X	Y	Z
39	252	101	246 242
40	259	102	251 247
41	265	103	255 251
42	272	103	260 256
43	278	104	264 260
44	285	105	269 265
45	291	106	273 269
46	298	107	278 274



Taille



Longueur du pied



Largeur du pied

Z

Montage au pied



Sans semelle intérieure demi-liège



Avec semelle intérieure demi-liège

Forme du pied

A

Très large

B

Large

C

Normale

